


MR-300-L

Softwarebasierte Missionsaufzeichnungslösung MR-300-L



MR-300-L von Barco ist eine leistungsstarke **softwarebasierte Missionsaufzeichnungslösung**. Die Missionsaufzeichnungslösung MR-300-L von Barco läuft auf dem Missionscomputer, **erfasst den Bildschirminhalt und komprimiert ihn**, bevor sie ihn in einem lokalen oder per Netzwerk angebotenen Verzeichnis speichert.

Die Missionsaufzeichnungslösung MR-300-L wird als Option für die Konsolen **Vista 4500** und die robusten Computer **DPM** von Barco verwendet.

Technische Daten

Videoeingang	Unbegrenzte Auflösung · MJPEG-Codierung
Audioeingang	Audioaufzeichnung als Option erhältlich
Betriebssystem	Windows XP/XPe, Linux